

Số: /TTYT-MCG
Về việc mời chào giá hàng hóa

Tứ Kỳ, ngày 02 tháng 07 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Tứ Kỳ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá cho dự toá. Mua sắm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT Tứ Kỳ, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của yêu cầu báo giá

1. Đơn vị mời báo giá:

Tên đơn vị: Trung tâm y tế Tứ Kỳ

Địa chỉ: Số 40, đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm trực tiếp nhận báo giá:

- Bà Nguyễn Văn Tùng

- Email: nguyentung1983hd@gmail.com

- Địa chỉ: Khoa Dược – TTB - VTYT, Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Quý công ty / đơn vị thực hiện gửi mail qua email: nguyentung1983hd@gmail.com hoặc hồ sơ chào giá bản giấy có ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ sau: Ông Nguyễn Văn Tùng; Địa chỉ: Khoa Dược – TTB - VTYT, Trung tâm y tế Tứ Kỳ, Địa chỉ: Số 40 Đường Phan Bội Châu, xã Tứ Kỳ, Thành phố Hải Phòng.

4. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 02/07/2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 13/07/2026. Báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Hiệu lực báo giá: Trong vòng 90 ngày

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa mua sắm : Chi tiết theo Phụ lục 1.

2. Các thông tin khác:

- Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (Có ký tên đóng dấu) theo mẫu đính kèm: Ghi rõ ngày tháng năm báo giá và đóng dấu giáp lai (nếu báo giá trên 02 tờ). Báo giá cần đầy đủ thông tin của đơn vị, tổ chức gồm MST; địa chỉ, tên đơn vị, thông tin tài khoản ngân hàng. Chi tiết mẫu báo giá, chào giá theo Phụ lục 2.

- Hiệu lực báo giá trong vòng 90 ngày.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC, TCKT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Ly

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 02 /07/2026)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
1	Lưu lượng kế kèm bình làm ấm 0-15 lít/phút/Chuẩn Din Hãng sx: Acare/Đài loan + Lưu lượng kế Model: FA-OS-04 + Bình làm ấm Model: AH-02	Lưu Lượng kế: Thiết bị kết nối với hệ thống khí trung tâm, dùng để điều chỉnh khí Oxy Được thiết kế cắm trực tiếp vào ổ khí đầu ra Oxy Thang đo lưu lượng sử dụng ống chống nứt làm từ chất liệu polycarbonate Thân lưu lượng kế được làm từ đồng thau mạ crom không gỉ. Dễ dàng điều chỉnh lưu lượng bằng núm xoay Độ chính xác của dòng chảy lưu lượng trong khoảng $\pm 10\%$ Lưu lượng dòng chảy: 0 - 15 lít/ phút Có thể sử dụng với nhiều loại đầu cắm nhanh Chỉ thị lưu lượng được thể hiện bằng bị nổi, cột chia vạch lưu lượng kép giúp dễ dàng quan sát từ nhiều phía Bình làm ấm: Dung tích 230ml, có van an toàn. Có vạch chỉ thị mực nước làm ấm tối thiểu/tối đa. Thiết kế vạch chỉ thị mực nước làm ấm: tối thiểu/tối đa Sử dụng để làm ấm khí Oxy trước khi cho bệnh nhân thở Bình được trang bị van an toàn và có khả năng tái sử dụng sau khi được hấp tiệt trùng ở nhiệt độ tối đa 60°C trong khoảng thời gian 30 phút	Cái	10		
2	Bộ hút dịch kèm bình hút dịch gắn tường Hãng sx: Acare/Đài loan + Bộ điều chỉnh áp lực (2 chức năng) Model: VRF-701 + Bình chứa dịch Model: AC-SJ20	Bộ điều chỉnh áp lực (2 chức năng): Là thiết bị kết nối với hệ thống khí trung tâm, được sử dụng để hút dịch Thiết bị đo dạng đồng hồ cơ được gắn sẵn trong bộ điều chỉnh, dễ dàng quan sát tại mặt trước Kiểm soát lực hút chính xác trong phạm vi $\pm 10\%$ Có công tắc chuyển đổi nhanh giữa các chế độ: On/ Off Đồng hồ đo áp suất 2 1/2" được thiết kế giúp hiển thị Analog rõ ràng Núm vận điều khiển kích cỡ to, dễ dàng cài đặt và điều chỉnh áp lực hút Có thể kết hợp với nhiều bộ chuyển đổi đầu vào đồng thời có khả năng điều khiển chân không liên tục Phạm vi điều chỉnh áp suất chân không: 0~760 mmHg Bình chứa dịch: Dung tích: 2000 cc Chất lượng:Nắp bình: làm bằng nhựa ABS/PE, đi kèm cùng van chống tràn, Thân bình: làm bằng chất liệu	Cái	2		

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền
		nhựa dẻo PC trong suốt, tránh vỡ nứt, Đóng mở bình bằng gen xoắn trên nắp và thân bình, Bình có thể tái sử dụng bằng cách hấp tiệt trùng tại 134°C trong vòng 15 phút hoặc tại 127°C trong vòng 20 phút, Bình có thể tái sử dụng bằng cách hấp tiệt trùng tại 134°C trong vòng 15 phút hoặc tại 127°C trong vòng 20 phút				
Tổng cộng						

